


Cassette of 12 mm ULT Tape, White with Black Print

für LABeler, Länge: 20' (6 m), bis -196°C
(Flüssigstickstoff)



1 Stück



Artikel-Nr.: 55L9010-12ULT | **Benchmark** | Herstellernummer: L9010-12ULT

32,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Breite: 12 mm

Produkttyp: -70°C Tape für LABeler

Tape-Farbe: weiß

Verpackung: 1 Stück