

APC anti-human CD96 (TACTILE)

Mouse IgG1, kappa
NK92.39

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B338410 | **BioLegend** | Herstellernummer: 338410

203,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: NK92.39

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD96 (TACTILE)

Clone: NK92.39

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Tactile (T cell-activated increased late expression)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12180>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>