

LEGEND MAX Mouse NGAL (Lipocalin-2) ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B443707 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 443707

398,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA

Format: LEGEND MAX

Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Mouse NGAL (Lipocalin-2) ELISA Kit

Clone:

Isotype:

Other_Names: Lipocalin-2, Siderocalin, 24p3, Uterocalin, Neu-related lipocalin

Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Mouse

Format: LEGEND MAX

App_Abbrev: ELISA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12199>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>