

MojoSort Mouse CD3 T Cell Isolation Kit

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B480024 | **BioLegend** | Herstellernummer: 480024

290,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Cell Sep - Neg

Format: MOJO

Verpackung: 100 Tests

MojoSort Mouse CD3 T Cell Isolation Kit

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 100 tests

Reactivity: Mouse

Format: MOJO

App_Abbrev: Cell Sep - Neg

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12226>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>