


Spitzen, 20 µl

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000

Max. Volumen = 75 µl



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751005 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Beckman & Coulter

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Volumen: 20 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON.