

## Purified anti-IL-11

Mouse IgG2a, kappa  
M3103F11

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B677602 | **BioLegend** | Herstellernummer: 677602

**184,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**App\_Abbrev:** WB  
**Clone:** M3103F11  
**Format:** PURE  
**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-IL-11

Clone: M3103F11  
Isotype: Mouse IgG2a, kappa  
Other\_Names: Adipogenesis Inhibitory Factor (AGIF)  
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse  
Format: PURE  
App\_Abbrev: WB  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12048>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>