

Purified anti-CD36L1 (SCARB1, SR-BI)

Mouse IgG2b, kappa
O91E1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B678702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 678702

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: O91E1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-CD36L1 (SCARB1, SR-BI)

Clone: O91E1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: SRB1, SR-B1, SRBI, CLA-1, CLA1, HDLQTL6

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12104>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>