

## Purified anti-beta Catenin 1 (CTNNB1)

Mouse IgG1, kappa  
12F7

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B844602 | **BioLegend** | Herstellernummer: 844602

**231,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICFC, IHC-P, WB

**Clone:** 12F7

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-beta Catenin 1 (CTNNB1)

Clone: 12F7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Catenin (Cadherin-Associated Protein), Beta 1, 88 kD, CTNNB1, TNNB, MRD19, armadillo, catenin beta-1

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App\_Abbrev: WB, IHC-P, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11979>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>