

96 Well 0.2 ml 8-Transformer Platte, farblos

schneidbar zu 8er oder 12er Streifen, High Profile
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 25 Platten = 2400 Tubes

Artikel-Nr.: 712540 | Biozym

81,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaften: Cutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen, 12er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 25 Platten = 2400 Tubes, Packung à 25 Stück = 2400 Tubes

Volumen: 0.2 ml

Die Transformer Platten lassen sich kinderleicht in 8er oder 12er Streifen schneiden.

Sie sind als Low- oder High Profile Platten in farblos, frosted und weiß erhältlich.