


96 Well 0.1 ml 8-Transformer Platte, frosted

schneidbar in 8er oder 12er Streifen, barcoded
Low Profile, DNA-/DNase-, RNA-/RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 25 Platten = 2400 Tubes

Artikel-Nr.: 712546 | Biozym

81,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaften: Cuttable

Farbe: frosted

Kategorie: 8er-Streifen, 12er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 25 Platten = 2400 Tubes, Packung à 25 Stück = 2400 Tubes

Volumen: 0.1 ml