

PerCP anti-human CD45

Mouse IgG1, kappa
2D1

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B368505 | **BioLegend** | Herstellernummer: 368505

69,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 2D1

Format: PERCP

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PerCP anti-human CD45

Clone: 2D1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Leukocyte Common Antigen (LCA), T200

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PERCP

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12393>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>