

## MojoSort Mouse CD4 T Cell Isolation Kit

**BioLegend**  
From Revvity



200 tests

Artikel-Nr.: B480033 | **BioLegend** | Herstellernummer: 480033

**393,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** Cell Sep - Neg

**Format:** MOJO

**Verpackung:** 200 Tests

MojoSort Mouse CD4 T Cell Isolation Kit

Clone:

Isotype:

Other\_Names:

Size: 200 tests

Reactivity: Mouse

Format: MOJO

App\_Abbrev: Cell Sep - Neg

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11870>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>