

Purified anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBs...

Mouse IgG2b, kappa
A10F1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B932302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 932302

231,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: A10F1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)

Clone: A10F1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: HBsAg, Major surface protein, Large S protein, Hepatitis B Surface Antigen, ayw subtype, Australian antigen

Size: 100 µg

Reactivity: Hepatitis B virus

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12434>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>