

## 5X WGS Fragmentation Mix




24 Reactions

Artikel-Nr.: 280042 | **Enzymatics** | Herstellernummer: Y9410L

**544,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

### Vorteile:

- Hohe Ausbeute -reproduzierbar
- Einstellbarer Bereich der Fragmentgrößen
- Input DNA von 1 ng – 1 µg
- Geringe Duplizierungsraten und geringer Basenverteilungs Bias
- Uniformität über breiten GC-Bereich

### Produkt-Details:

WGS Fragmentation Mix bietet eine One-Tube Lösung für Illumina-Libraries. Das Protokoll beinhaltet Fragmentierung, Endrepair und dA-Tailing in einem einzigen Reaktionsschritt, was den Arbeitsablauf erheblich vereinfacht und die Gesamtreaktionszeit sowie die Hands-on-Zeit reduziert.

**Abbildung:** Fragmentation Profil unterschiedlicher DNA Inputmengen