


PCR TW 8-Tube Strip, 0.2 ml, frosted

High Profile, Verschluss Art.Nr. 712100 o. 712110



Beutel à 120 Streifen

Artikel-Nr.: 712090 | Biozym

89,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: frosted

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Beutel à 120 Streifen

Volumen: 0.2 ml

Nachfolgeartikel von **712098**