

HandHeld mobile 2D Barcode Scanner

Ziath Handheld Intelligent 2D Barcode Scanner
2D barcode scanning, pick list, sample creation



1 Stück

Artikel-Nr.: 601090 | Ziath

2.030,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Lesbare Rack Formate: Einzelgefäße mit 2D Barcode

Produkttyp: Einzeltube 2D Code Scanner

Technologie: Kamera Scanner

Verpackung: 1 Stück

Mobiler Handheld 2D Barcode Scanner

Nehmen Sie Ihren 2D Barcode Scanner mit dorthin, wo Sie gerade die Barcodes lesen wollen. Der W-LAN basierte neue Handheld 2D Barcode Scanner eröffnet eine neue Flexibilität.

Dieses Tablet-PC-basierende Gerät, das Sie mit einer Hand bedienen können, liest nicht nur Ihre Barcodes, sondern zeigt Ihnen auch Details zu Ihren Proben oder den Standort einzelner Proben an. Pick-Listen können auf das Gerät geladen und automatisiert abgearbeitet werden, so dass Fehler bei der Probenentnahme ausgeschlossen sind.