

PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD269 (BCMA)

Mouse IgG2a, kappa
19F2

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B357509 | **BioLegend** | Herstellernummer: 357509

141,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 19F2
Format: PERCP_CYANINE5.5
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD269 (BCMA)

Clone: 19F2
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: BCM, TNFRSF17
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PERCP_CYANINE5.5
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12491>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>