

## Recombinant Human NGFR (TNFRSF16)-Fc Chimera (...)

**BioLegend**  
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B754004 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 754004

**203,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** BA  
**Format:** RECOM  
**Verpackung:** 25 µg

Recombinant Human NGFR (TNFRSF16)-Fc Chimera (carrier-free)

Clone:  
Isotype:  
Other\_Names: p75 neurotrophin receptor ( p75NTR), Gp80-LNGFR, CD271, TNFRSF16  
Size: 25 µg

Reactivity: Human  
Format: RECOM  
App\_Abbrev: BA  
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12473>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>