

## Purified anti-mouse CD74 (CLIP)

Rat IgG2b, kappa

In1/CD74

**BioLegend**  
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B151002 | BioLegend | Herstellernummer: 151002

**259,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, IHC-F, IP, WB

**Clone:** In1/CD74

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Rat IgG2b

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 500 µg

Purified anti-mouse CD74 (CLIP)

Clone: In1/CD74

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other\_Names: CLIP, DHLAG, HLADG

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, IHC-F, IP, WB

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12565>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>