

LEGENDplex Filter Plate for LEGENDplex Assay

BioLegend
From Revvity



1 plate

Artikel-Nr.: B740377 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 740377

25,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Verpackung: 1 plate

LEGENDplex Filter Plate for LEGENDplex Assay

Clone:

Isotype:

Other_Names: Multiplex assay, Flow cytometry, Filter plates

Size: 1 plate

Reactivity:

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12677>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>