

Pipette, 1-Kanal, Sartorius Tacta, 1000 - 10000 µl

Increment 10 µl
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 655257 | Sartorius

364,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Sartorius Tacta

Pipettenvolumen: bis 10000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumen Anpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren

Lieferumfang:

- Tacta Pipette
- Sartorius Optifit Pipettenspitzen
- Werkzeug zur Justierung
- Kennzeichnungsetiketten
- Safe-Cone Filters (außer 3 und 10 µl Modelle)
- Fett
- Pipettenhalter
- Adapter für Pipetten-Karussell
- QC Zertifikat nach ISO ISO 8655-6
- Quick Start Guide