

Pipette, 8-Kanal, Sartorius Tacta, 0.5 - 10 µl

Increment 0.01 µl
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 655270 | Sartorius

972,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Sartorius Tacta
Pipettenvolumen: bis 10 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumen Anpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren

Lieferumfang: <?xml:namespace prefix="o" />

- Tacta Pipette
- Sartorius Optifit Pipettenspitzen
- Werkzeug zur Justierung
- Kennzeichnungsetiketten
- Safe-Cone Filters (außer 3 und 10 µl Modelle)

• **Fett**

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Pipettenhalter
- Adapter für Pipetten-Karussell
- QC Zertifikat nach ISO ISO 8655-6
- Quick Start