

## Pipette, 8-Kanal, Sartorius Tacta, 10 - 100 µl

mit CE Kennzeichnung  
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 655271 | Sartorius

**964,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kanäle:** 8-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Sartorius Tacta  
**Pipettenvolumen:** bis 100 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD\*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumen Anpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren

**Lieferumfang:** <?xml:namespace prefix="o" />

- Tacta Pipette
- Sartorius Optifit Pipettenspitzen
- Werkzeug zur Justierung
- Kennzeichnungsetiketten
- Safe-Cone Filters (außer 3 und 10 µl Modelle)

• **Fett**

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- Pipettenhalter
- Adapter für Pipetten-Karussell
- QC Zertifikat nach ISO ISO 8655-6
- Quick Start