

Pipette, 12-Kanal, Sartorius Tacta, 30 - 300 µl

Increment 0.2 µl
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 655277 | Sartorius

1.100,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Sartorius Tacta

Pipettenvolumen: bis 300 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen