


Cassette of 24 mm ULT Tape, White with Black Print

für LABeler, Länge: 20' (6 m), bis -196°C
(Flüssigstickstoff)



1 Stück

Artikel-Nr.: 55L9010-24ULT | **Benchmark** | Herstellernummer: L9010-24ULT

46,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Breite: 24 mm

Produkttyp: -70°C Tape für LABeler

Tape-Farbe: weiß

Verpackung: 1 Stück