

APC/Cyanine7 anti-human CD192 (CCR2)

Mouse IgG2a, kappa
K036C2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B357220 | **BioLegend** | Herstellernummer: 357220

229,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: K036C2

Format: APC_CYANINE7

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC/Cyanine7 anti-human CD192 (CCR2)

Clone: K036C2

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CKR2, CCR2A, CCR2B, CKR2A, CKR2B, CMKBR2, MCP-1-R, CC-CKR-2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12831>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>