

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, steril

Innengewinde, konischer (V-) Boden, Polypropylene
ohne Deckel, Rack m Barcode, linear, 2D, numerisch

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 593745-BR | Thermo

335,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, Rack mit Code

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde, ohne

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Volumen: 0.5 ml