

Spitzen Sartorius 200 µl, FlexiBulk Box

Länge Spitze = 51 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



Box à 960 Stück

Artikel-Nr.: 674042 | Sartorius

38,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: unsteril

Verpackung: Box à 960 Stück