

## Spitzen Sartorius 350 µl, FlexiBulk Box

Länge Spitze = 54 mm  
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



Box à 960 Stück

Artikel-Nr.: 674032 | Sartorius

**43,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 350 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Sartorius

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** Box à 960 Stück

Alternative für 674031