

Spitzen Sartorius 1200 µl, FlexiBulk Box

Länge Spitze = 71.5 mm

DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



1 Box à 480 Stück

Artikel-Nr.: 674072 | Sartorius

26,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Box à 480 Stück