

8-Kanal Picus 2, Volumen 50 - 1200 µl

mit USB-Kabel, CE Label
Elektronische Pipette



Pipettenhalter nicht im Lieferumfang enthalten

1 Stück

Artikel-Nr.: 663014N | Sartorius

1.059,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Picus 2

Pipettenvolumen: bis 1200 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Konnektivität

Die Sartorius „Pipetting Mobile“ App kann optional genutzt werden – sie ermöglicht eine reibungslose Probenvorbereitung und kann auf Wunsch Ihre Pipetteneinstellung automatisch anpassen.

Arbeitet 2X schneller als mechanische Pipetten

Dank Multi-Dispensiermodus und anderen Modi können Zeiten und Arbeitsschritte sowohl für Ein- und Mehrkanalmodellen reduziert werden.

8 Modi für vielseitige und anspruchsvolle Pipettieranwendungen

Speichern Sie die sich wiederholende Arbeiten und nutzen und kombinieren Sie mehrere Pipettiermodi - vom Pipettieren und Verdünnen bis hin zum seriellen Dispensieren.

Optimale und immer wieder reproduzierbare Pipettiererergebnisse - Unabhängig von der Benutzererfahrung:

Die vollelektronischen Pipettierfunktionen sowie die deutlich präzisere und gleichmäßigere Kolbenbewegung im Vergleich zu mechanischen Pipetten garantieren beste Pipettiererergebnisse.

Ihre Vorteile von Picus® 2

160g (8-Kanal) – So leicht wie mechanische Pipetten

Das geringe Gewicht und der ergonomische Griff des Picus® 2 erleichtern das Pipettieren, insbesondere bei langen Pipettierserien.

95% Leichtere Einsatzkräfte - Reduziert die Belastung von Hand und Handgelenk, Belastungen und Verletzungen

1 : 1.000

Eine Stunde Akkuladung - 1.000 Pipettierzyklen

Ihre Picus 2 ist immer bereit zum Pipettieren. Das „Turbo“ Aufladen ermöglicht Pipettieren, wenn es von Ihnen gefordert wird – egal ob Tag oder Nacht.