

## 12-Kanal Picus 2, Volumen 10 - 300 µl

mit USB-Kabel, CE Label  
Elektronische Pipette



Pipettenhalter nicht im Lieferumfang enthalten

1 Stück

Artikel-Nr.: 663018N | Sartorius

**1.620,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kanäle:** 12-Kanal

**Kategorie:** Pipette

**Marke:** Picus 2

**Pipettenvolumen:** bis 300 µl

**Produkteigenschaft:** elektronisch

**Verpackung:** 1 Stück

**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Konnektivität

Die Sartorius „Pipetting Mobile“ App kann optional genutzt werden – sie ermöglicht eine reibungslose Probenvorbereitung und kann auf Wunsch Ihre Pipetteneinstellung automatisch anpassen.

#### Arbeitet 2X schneller als mechanische Pipetten

Dank Multi-Dispensiermodus und anderen Modi können Zeiten und Arbeitsschritte sowohl für Ein- und Mehrkanalmodellen reduziert werden.

#### 8 Modi für vielseitige und anspruchsvolle Pipettieranwendungen

Speichern Sie die sich wiederholende Arbeiten und nutzen und kombinieren Sie mehrere Pipettiermodi - vom Pipettieren und Verdünnen bis hin zum seriellen Dispensieren.

#### Optimale und immer wieder reproduzierbare Pipettiererergebnisse - Unabhängig von der Benutzererfahrung:

Die vollelektronischen Pipettierfunktionen sowie die deutlich präzisere und gleichmäßigere Kolbenbewegung im Vergleich zu mechanischen Pipetten garantieren beste Pipettiererergebnisse.

#### Ihre Vorteile von Picus® 2

##### 190g (12-Kanal) – So leicht wie mechanische Pipetten

Das geringe Gewicht und der ergonomische Griff des Picus® 2 erleichtern das Pipettieren, insbesondere bei langen Pipettierserien.

##### 95% Leichtere Einsatzkräfte - Reduziert die Belastung von Hand und Handgelenk, Belastungen und Verletzungen

##### 1 : 1.000

##### Eine Stunde Akkuladung - 1.000 Pipettierzyklen

Ihre Picus 2 ist immer bereit zum Pipettieren. Das „Turbo“ Aufladen ermöglicht Pipettieren, wenn es von Ihnen gefordert wird – egal ob Tag oder Nacht.