

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene,
farbloser Deckel, Rack mit Barcode, 590µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 593744-BR | Thermo

562,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, Rack mit Code

Farbe: Deckel: farblos (Rack mit Barcode)

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Volumen: 0.5 ml