

Purified anti-human TMEM8A

Mouse IgG2a, kappa
SA065C3

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B370802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 370802

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICC, WB

Clone: SA065C3

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human TMEM8A

Clone: SA065C3

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: M83, TMEM6, TMEM8, Transmembrane protein 8A

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12870>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>