

Purified anti-Neurofilament L (NF-L)

Mouse IgG1, kappa
NFL3

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B845902 | BioLegend | Herstellernummer: 845902

212,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: NFL3

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Neurofilament L (NF-L)

Clone: NFL3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Neurofilament Light Polypeptide 68kD, Neurofilament Light Polypeptide, Neurofilament Subunit NF-L, CMT1F, NFL, NEFL, NF-L

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12913>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>