

## Kühlschrank Box, faltbar, inkl. 25er Raster, natur

LxBxH= 133x130x75 mm, Material Polypropylen  
25 x 5 ml Gefäße, 22.6 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730120 | Biozym

**133,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** natur

**Gefäßgröße:** 5.0 ml

**Stellplätze:** 25

**Verpackung:** Packung à 10 Stück