

GeneReady Standard, 24 Well



1 Stück

Artikel-Nr.: 551601 | Biozym

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kapazität (Tubes): 24
Kategorie: Homogenisierer
Programmierbar: ja
Verpackung: 1 Stück

GeneReady - Homogenizer
Zellaufschluss, kühlen und zentrifugieren

Die Vorteile:

- 5,7" Farb-Touch Screen
- 24 x 2.0 ml Tubes
- Speicher für 99 spezifische Protokolle
- Geschwindigkeit: 2.0 bis 6.5 m/s
- Kühlung: 4 bis 35 °C
- Zentrifugation: max. 6.000 rpm
- 3 Versionen erhältlich:
 - GeneReady Standard: nur Zellaufschluss
 - GeneReady Ultracool: Inklusive Kühlung
 - GeneReady Ultimate: Inklusive Kühlung und Zentrifugation

GeneReady Standard

- **Probenkapazität:** 24 × 2.0 ml
- **Vibrationsgeschwindigkeit:** 2.0 bis 6.5 m/s, 0.05 m/s Schrittländerung
- **Kühlfunktion:** keine
 - **Temperaturkontrollbereich:** n/a
- **Zentrifugationsfunktion:** keine
 - **Zentrifugationsgeschwindigkeit:** n/a
- **Programmanzahl:** 99
- **Geräuschlevel:** 58 dB
- **Display:** 5,7" Farb-Touch Screen
- **Abmessungen:** 380 × 280 × 330 mm (L×B×H)
- **Spannungsversorgung:** 100V~120V / 200V~240V, 50/60 Hz
- **Gewicht:** 18 kg