

## GeneReady Ultimate, 24 Well

Cooling and Centrifugation (up to 6.000 rpm)



1 Stück

Artikel-Nr.: 551608 | Biozym

Preis auf Anfrage

### Beschreibung

**Kapazität (Tubes):** 24  
**Kategorie:** Homogenisierer  
**Programmierbar:** ja  
**Verpackung:** 1 Stück

**GeneReady - Homogenizer**  
**Zellaufschluss, kühlen und zentrifugieren**

#### Die Vorteile:

- 5,7" Farb-Touch Screen
- 24 x 2.0 ml Tubes
- Speicher für 99 spezifische Protokolle
- Geschwindigkeit: 2.0 bis 6.5 m/s
- Kühlung: 4 bis 35 °C
- Zentrifugation: max. 6.000 rpm
- 3 Versionen erhältlich:
  - GeneReady Standard: nur Zellaufschluss
  - GeneReady Ultracool: Inklusive Kühlung
  - GeneReady Ultimate: Inklusive Kühlung und Zentrifugation

#### GeneReady Ultimate

- **Probenkapazität:** 24 × 2.0 ml
- **Vibrationsgeschwindigkeit:** 2.0 bis 6.5 m/s, 0.05 m/s Schrittländerung
- **Kühlfunktion:** ja
  - **Temperaturkontrollbereich:** 4-35 °C
- **Zentrifugationsfunktion:** ja
  - **Zentrifugationsgeschwindigkeit:** max. 6.000 rpm
- **Programmanzahl:** 99
- **Geräuschlevel:** 58 dB
- **Display:** 5,7" Farb-Touch Screen
- **Abmessungen:** 510 × 370 × 360 mm (L×B×H)
- **Spannungsversorgung:** 100V~120V / 200V~240V, 50/60 Hz
- **Gewicht:** 32 kg

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: support@biozym.com  
Internet: www.biozym.com

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri