

AccuGENE 1X PBS

Phosphat gepufferte Saline

1.7 mM KH₂PO₄, 5 mM Na₂HPO₄, 150 mM NaCl, pH 7.4

1 Liter



Artikel-Nr.: 831225 | **Lonza** | Herstellernummer: 51225

40,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 1X

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: PBS Puffer

Verpackung: 1 Liter