

LineGene K+ Real-Time PCR System (4-Kanal)



1 Stück

Artikel-Nr.: 685524 | Biozym

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Blockformat: 48

Optische Kanäle: 4

Produkttyp: Real Time PCR System

Verpackung: 1 Stück

- 48 x 0,2 ml Tubes oder 8-Well 0,2 ml Strips
- Ferrotec® High-Performance Peltier-Elemente
- Optik: Farb-LEDs und Photomultiplier Tube (PMT)
- Multiplexing: 4 optische Kanäle
- Relative und absolute Quantifizierung, SNP Analyse, Melt Curve, HRM , u.a.
- Steuerung über Tablet oder Windows-PC