

Purified anti-Myelin Basic Protein

Mouse IgG1, kappa
SMI 94

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B836504 | **BioLegend** | Herstellernummer: 836504

165,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, IHC-F, IHC-P, WB

Clone: SMI 94

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-Myelin Basic Protein

Clone: SMI 94

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Golli-MBP, myelin A1 protein, myelin membrane encephalitogenic protein

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, WB, ICC, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13166>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>