

Purified anti-CD68

Mouse IgG1, kappa
KP1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B916104 | **BioLegend** | Herstellernummer: 916104

100,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-P, IP, WB

Clone: KP1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-CD68

Clone: KP1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Macrosialin, CD68 antigen, macrophage antigen CD68, scavenger receptor class D, member 1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, ICC, IP, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13199>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>