

## Spitzen, 50 µl

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000

Max. Volumen = 50 µl



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751015 | Biozym

**57,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Filter:** nein

**Geblistert:** nein

**Gerät:** Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96

**konduktiv:** nein

**Roboter Hersteller:** Beckman & Coulter

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

**Volumen:** 50 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON