

PE Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG1, kappa
MOPC-21

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B981804 | **BioLegend** | Herstellernummer: 981804

161,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MOPC-21
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µl

PE Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-21
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 500 µL

Reactivity:
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12881>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>