

Filter-Spitzen, 50 µl, steril
für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000
Max. Volumen = 40 µl



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751418 | Biozym

143,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Beckman & Coulter
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück
Volumen: 50 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON