


## EasyPhor Midi96 STRETCH Gelelektrophorese Kammer

inkl. UV durchlässigem Gelträger + Gießdichtungen  
Kamm-Block für 12x8 Proben, 1 mm + 2 Marker Spuren



1 Stück

Artikel-Nr.: 615487 | Biozym

**759,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Gelkammer mit Kompletzzubehör

**Format:** 10 x 24 cm (B x L)

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** EasyPhor H

**Produkttyp:** Midi96 Stretch System

**Verpackung:** 1 Stück

#### Verfügbare Gelträger-Formate:

- Für 12 x 8 Proben + eine zusätzlichen Marker Spur (Kammstärke 1 oder 1,5 mm), Art.-Nr. 615485 bzw. 615486
- Für 12 x 8 Proben + zwei zusätzliche Marker Spuren (Kammstärke 1 oder 1,5 mm), Art.-Nr. 615487 bzw. 615488

#### Die Vorteile:

- High Throughput Format - Ideal zur Übertragung einer 96 Well Platte aufs Gel
- Gießdichtung zum einfachen Gießen von Gelen außerhalb der Kammer (plug & start)
- Uniformes und exaktes Laufverhalten
- Mehrkanal-Pipetten kompatibel
- 12 x 8 Well Kammblöcke mit je 8 MC Wells pro Reihe (mit 1 oder 2 zusätzlichen Marker Spuren)
- Maximale Lauflänge 3,6 cm pro Well
- Kammblöcke auch einzeln erhältlich
- zusätzliche Gießdichtungen auch einzeln unter Art.-Nr. 615090 erhältlich

#### Technische Spezifikationen:

- Gel Größe (B x L): 10 x 24 cm
- Gelkammer Abmaße (B x L x H): 12,5 x 46,5 x 8 cm
- Puffervolumen: ca. 700 ml
- Maximale Probenkapazität: 96 mit 1 oder 2 Marker Spuren

#### Zusätzlichen Kammvarianten:

- Anzahl der Proben: 8 MC + 1 Marker, 8 MC + 2 Marker
- Kammstärken: 1 mm oder 1,5 mm

