

Filter-Spitzen, 200 µl, steril
für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000
Max. Volumen = 175 µl



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751428 | Biozym

143,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Geblistert: nein

Gerät: Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Beckman & Coulter

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Volumen: 200 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON