

**Spitzen, 200 µl, steril**  
für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000  
Max. Volumen = 250 µl



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751028 | Biozym

**64,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Filter:** nein

**Geblistert:** nein

**Gerät:** Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96

**konduktiv:** nein

**Roboter Hersteller:** Beckman & Coulter

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

**Volumen:** 200 µl