

Sage ELF Sample Fractionator



1 Stück

Artikel-Nr.: 340ELF0001 | Sage | Herstellernummer: ELF0001

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

SageELF Whole Sample Fractionation of DNA or Protein - Trennt eine einzige Probe in 12 Fraktionen auf

Der SageELF ist ein Elektrophorese System, das die Probe (DNA oder Protein) in 12 aufeinanderfolgende Größenbereiche auftrennt.

Vorteile:

- Reduziert die Komplexität von DNA- und Proteinproben
- Verbessertes Assembly von DNA-Proben durch unterschiedliche Insertgrößen
- Kein Probenmaterial geht verloren

Applikationen:

- Sequencing
- Massenspektroskopie

Gewicht: 9 kg

Abmessungen: 27 x 34 x 27 cm (HxBxL)