

## PippinHT Instrument



1 Stück

Artikel-Nr.: 340HTP0001 | Sage | Herstellernummer: HTP0001

**35.500,00 € \***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Verpackung:** 1 Stück

#### PippinHT - High Throughput Size Selection for Next-Gen Sequencing

- **Max. Sample Capacity:** 24
- **Pulsed Field:** Yes
- **Run Time:** 25 - 45 min
- **Max. Size Selection:** 1.5 kb
- **High Pass size Filtering:** Yes
- **Max. DNA Input:** 1.5 µg

Die DNA-Größenselektion ist ein kritischer Schritt bei der Herstellung von DNA- bzw. cDNA-Libraries für Next-Gen Sequencing-Applikationen. Die automatische Größenselektion mit den Pippin Systemen bietet viele Vorteile:

- High Quality Libraries – mehr valide Reads
- Höhere Reproduzierbarkeit
- Spart Zeit im Vergleich zu manuellen Gelen

In einer präparativen Elektrophorese mit Agarose Precast-Gel Kassetten werden DNA-Fragmente, die im gewünschten Größenbereich liegen, mittels Elektro-Elution isoliert.

#### Applikationen z. B.:

- Whole Genome Sequencing
- miRNA Library Isolation

**Gewicht:** 9 kg

**Abmessungen (mit offenem Deckel):** 46 x 33 x 64 cm (HxBxT)